

**ЗАО «РУДНЕВ-ШИЛЯЕВ»**

УТВЕРЖДАЮ


**Генеральный директор  
ЗАО «Руднев-Шиляев»  
\_\_\_\_\_ С. Н. Шиляев**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011 г.

**Установки поверочные «Эспиро»**

**Руководство по эксплуатации**

**РДФК.941324.001 РЭ**



**Москва  
2011 г.**

## Оглавление

1	Описание и работа .....	4
1.1	Назначение изделия .....	4
1.2	Технические характеристики .....	4
1.3	Состав установки .....	7
1.4	Комплектность .....	8
1.5	Устройство и работа установок .....	8
1.6	Устройство и работа составных частей установок .....	11
1.7	Маркировка и пломбирование .....	13
1.8	Упаковка .....	14
2	Использование по назначению .....	14
2.1	Подготовка изделия к использованию .....	14
2.2	Описание положения органов управления .....	15
3	Текущий ремонт .....	16
4	Техническое обслуживание .....	16
4.1	Техническое освидетельствование .....	16
5	Транспортирование и хранение .....	17
6	Указания по эксплуатации .....	17
7	Гарантии изготовителя .....	18
8	Утилизация .....	18

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа действия и устройства установок поверочных «Эспиро» (далее – установки) и содержит описание принципа действия, технические характеристики, правила монтажа, а также сведения по установке, эксплуатации, техническому обслуживанию, транспортированию, хранению и проверке.

РЭ предназначено для работающих с установкой поверителей и обслуживающего персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию, обслуживающий персонал и поверители должны изучить настоящее РЭ и иметь навыки работы с ПЭВМ и ОС “Windows”. Кроме того, они должны изучить эксплуатационные документы на составные части установки. Знания этих сведений необходимы для обеспечения полного использования технических возможностей установки, правильной эксплуатации и поддержания установки в постоянной готовности к действию.

Эксплуатационная документация, поставляемая с установкой, состоит из руководства по эксплуатации (РЭ), паспорта (ПС) и формуляра (ФО).

Пример записи обозначения установки при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен: «Установка поверочная «Эспиро» РДФК.941324.001 ФО».

## 1 Описание и работа

### 1.1 Назначение изделия

Установки поверочные «Эспиро» предназначены для поверки спирометров, спироанализаторов, пневмотахометров и других приборов используемых для измерения параметров внешнего дыхания.

Установки выполняют следующие функции:

- формирование одиночного глубокого форсированного выдоха;
- формирование одиночного глубокого плавного выдоха;
- формирование одиночного глубокого форсированного выдоха с последующим вдохом;
- формирование глубокого плавного выдоха с последующим вдохом;
- формирование дыхательного комплекса: (от 1 до 9) спокойных циклов «вдох-выдохов» с форсированным выдохом с последующим вдохом;
- формирование дыхательного комплекса: (от 1 до 9) спокойных циклов «вдох-выдохов» с глубоким плавным выдохом с последующим вдохом;
- измерение параметров выдоха;
- результаты поверки заносятся в архив и могут быть распечатаны.

Область применения – государственные метрологические службы, поверочные лаборатории, метрологические службы заводов изготовителей поверяемых средств измерений, а также в ремонтные организации.

### 1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики установки приведены в таблице (Таблица 1.1)

Таблица 1.1

Наименование	Размерность	Значение
1	2	3
<b>Характеристики блока измерительного «Эспиро-БИ»</b>		
Диапазон измерений объемных расходов	дм <sup>3</sup> /с (л/с)	от 0,1 до 15
Диапазон измерений объема	дм <sup>3</sup> (л)	от 0,1 до 10
Поверочная среда		воздух
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки при измерении объемного расхода в диапазоне от 0,1 до 2 дм <sup>3</sup> /с (л/с)	дм <sup>3</sup> /с (л/с)	± 0,02
Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки при измерении объемного расхода в диапазоне от 2 до 15 дм <sup>3</sup> /с (л/с)	%	± 1,0
Пределы допускаемой относительной погрешности установки при вычислении объема	%	± 1,0

Дополнительная погрешность установки при изменении температуры окружающей среды	%	± 0,4
Пневматическое сопротивление (на 10 дм <sup>3</sup> /с (л/с))	Па	от 400 до 700
<b>Дифференциальный датчик давления DUXL05D</b>		
Рабочий диапазон давлений	кПа	От 0 до 1,245
Пределы допускаемой приведенной погрешности датчика давления при измерении разности давлений	%	± 0,1
Выходное напряжение	В	От 0 до 0,022
Напряжение питания	В	4,5
Градуируется на установке ГЭТ118-06 в процессе калибровки поверочной установки «Эспиро»		
<b>Характеристики блока компрессионного «Эспиро-БК»</b>		
Диапазон воспроизводимого объемного расхода	дм <sup>3</sup> /с (л/с)	от 0,1 до 15
Нестабильность воспроизводимых ПВД	%	± 0,5
Поверочная среда		воздух
Дополнительная погрешность установки при изменении температуры окружающей среды, не более	%	± 0,4
<b>Датчик избыточного давления DMP-331</b>		
Рабочий диапазон давлений, более	кПа	От 4 до 4000
Пределы приведенной допускаемой погрешности датчика давления от ВПИ	%	± 0,2
Выходное напряжение	В	От 0 до 5
Напряжение питания	В	От 14 до 36
<b>Параметры глубокого плавного дыхания</b>		
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ)	дм <sup>3</sup> (л)	От 6,4 до 9,6
<b>Параметры глубокого форсированного дыхания</b>		
Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ)	дм <sup>3</sup> (л)	От 3,2 до 4,8
Объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1)	дм <sup>3</sup> (л)	От 2,8 до 4,2
Пиковая объемная скорость (ПОС)	дм <sup>3</sup> /с (л/с)	От 6,4 до 9,6
Максимальная объемная скорость при выдохе 25 % воздуха (МОС25)	дм <sup>3</sup> /с (л/с)	От 5,6 до 8,4
Максимальная объемная скорость при выдохе 50 % воздуха (МОС50)	дм <sup>3</sup> /с (л/с)	От 4 до 6
Максимальная объемная скорость при выдохе 75 % воздуха (МОС75)	дм <sup>3</sup> /с (л/с)	От 2,4 до 3,6
Средняя объемная скорость при выдохе в диапазоне 25-75 % (СОС25-75)	дм <sup>3</sup> /с (л/с)	От 4 до 6
<b>Общие характеристики</b>		
Напряжение питания	В	220 <sup>+22</sup> <sub>-22</sub>
Частота питания	Гц	50 ± 1
Уровень шума, не более	дБ	50
Потребляемая мощность, не более:		
- «Эспиро-БИ»	Вт	10
- «Эспиро-БК»		400

Габаритные размеры, не более - «Эспиро-БИ» - «Эспиро-БК»	мм	210x230x80 310x360x590
Масса, не более - «Эспиро-БИ» - «Эспиро-БК»	кг	2,5 25
<b>Предельные условия транспортирования</b>		
Температура окружающего воздуха	<sup>0</sup> С	от минус 50 до плюс 50
Воздействие ударов: - значение пикового ударного ускорения; - длительностью ударного импульса; - общее числом ударов	м/с <sup>2</sup> мс	9,8 16 1000 ± 10.
Влажность окружающего воздуха при температуре 35 <sup>0</sup> С	%	95
Примечание: <b>ПВД</b> – параметры внешнего дыхания (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75)		

**СД** – спокойное дыхание;

**ЖЕЛ** – Жизненная емкость легких;

**ФЖЕЛ** – Форсированная жизненная емкость легких;

**ОФВ1** – объем форсированного выдоха за первую секунду;

**ПОС** – пиковая объемная скорость;

**МОС25** – максимальная объемная скорость при выдохе 25% воздуха;

**МОС50** – максимальная объемная скорость при выдохе 50% воздуха;

**МОС75** – максимальная объемная скорость при выдохе 75% воздуха;

**СОС25-75** – средняя объемная скорость в диапазоне 25-75% выдохнутого воздуха;

**ПВД** – параметры внешнего дыхания (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75)

1.2.1 Условия эксплуатации установки указаны в таблице.

Температура окружающего воздуха	От плюс 10 до плюс 35 °С
Относительная влажность воздуха	от 30 до 80 % при температуре плюс 30 °С
Атмосферное давление	84 – 106 кПа (630 – 795 мм рт. ст.)

1.2.2 Показатели надёжности

- Прибор должен обеспечивать непрерывный режим работы не менее 6 ч.
- Средняя наработка на отказ – не менее 11 000 ч.
- Средний срок службы прибора должен быть не менее 10 лет

### 1.3 Состав установки

- 1) - блок компрессорный «Эспиро-БК» (далее по тексту «Эспиро-БК»), являющийся источником выдоха специальной формы с высокой повторяемостью параметров;
- 2) - блок измерительный «Эспиро-БИ» (далее по тексту «Эспиро-БИ»), обеспечивающий измерение параметров выдоха;
- 3) - программное обеспечение «Эспиро».

Программное обеспечение встроено в измерительный блок «Эспиро-БИ», который защищен от несанкционированного вмешательства специальными пломбами (стикерами).

Конструктивно составные части установки выполнены в неразборном корпусе, что полностью исключает возможность несанкционированного вмешательства в их работу.

При этом уровне не требуется специальных средств защиты программного обеспечения установки и измеренных данных от преднамеренных изменений

Программное обеспечение устанавливается на компьютер (ПК) характеристики которого должны быть не хуже указанных ниже:

- - IBM PC-совместимый компьютер;
- - Процессор типа Intel Pentium I или выше;
- - Объем ОЗУ не менее 32 Мб;
- - Операционная система Windows-98 или выше;
- - Необходимый свободный объем на жестком диске ПК для программного обеспечения «Эспиро» не менее 100 Мб.



Рисунок 1.1

## 1.4 Комплектность

Комплектность поставки указана в таблице (Таблица 1.2).

Таблица 1.2

Наименование, тип	Количество	Обозначения	Примечание
1) Установка поверочная «Эспиро» - «Эспиро-БИ»; - «Эспиро-БК»; - программное обеспечение	1 шт. 1 шт. 1 диск CD	ТУ 4213-001-62168661-11 (РДФК.411529.001.ТУ)	ПЭВМ поставляется по требованию заказчика
2) Установки поверочные «Эспиро». Руководство по эксплуатации	1 экз.	РДФК.941324.001 РЭ	
3) Установки поверочные «Эспиро». Формуляр	1 экз.	РДФК.941324.001 ФО	
4) Установки поверочные «Эспиро». Паспорт	1 экз.	РДФК.941324.001 ПС	
5) Инструкция. ГСИ. Установки поверочные «Эспиро». Методика поверки	1 экз.	РДФК.941324.001 МП	

## 1.5 Устройство и работа установок

Принцип действия установки основан на формировании комплекса спокойного и форсированного выдоха и измерении стандартных ПВД.

## 1.5.1 Включение установки

Включение компрессорного блока «Эспиро-БК»

- 1) Подключить «Эспиро-БК» к сети питания 220 В.
- 2) Соединить «Эспиро-БК» и ПК кабелем RS-232(USB).
- 3) Включить тумблер питания на передней панели «Эспиро-БК».

Включение измерительного модуля «Эспиро-БИ»

- 1) Подключить «Эспиро-БИ» к сети питания 220 В.
- 2) Соединить «Эспиро-БИ» и ПК кабелем USB.
- 3) Включить тумблер питания на задней панели «Эспиро-БИ».

Установка программного обеспечения и работа оператора изложена в Приложении 2.

## 1.5.2 Работа с установкой проходит в два этапа

## 1.5.3 Этап I

На выход «Эспиро-БК» устанавливают трубку Флейша измерительного блока «Эспиро-БИ».

«Эспиро-БК» под управлением программы «Эспиро» формирует одиночный глубокий плавный «выдох», затем одиночный форсированный глубокий «выдох».

«Эспиро-БИ» выдает параметры ПВД, приведенные к нормальным условиям окружающей среды (101,3 кПа и 20 °С). Для получения ПВД при текущих значениях



температуры и давления, показания термометра ( $T_{тек}$ ) и барометра ( $P_{тек}$ ) заносят во вспомогательное приложение «Эспиро-Т». Вспомогательное приложение «Эспиро-Т» передает данные о текущей температуре и текущем давлении в программу «Эспиро».

Приведение ПВД к реальным условиям программа «Эспиро» производит по формуле:

$$Q_{тек} = \frac{(273,2 + T_{тек}) \cdot 101,3}{293,2 \cdot P_{тек}} \cdot Q_{н.у}$$

Где:  $Q_{н.у}$  – ПВД при нормальных условиях окружающей среды, полученные с «Эспиро-БИ»,  $дм^3/с$  (л/с);

$T_{тек}$  – текущая температура (показания термометра),  $^{\circ}C$ ;

$P_{тек}$  – текущее атмосферное давление (показания барометра), кПа

Измерительный блок определяет в числовой форме 8 стандартных ПВД.

Данные ПВД являются эталонными для последующего поверяемого СИ.

Функциональная схема Этапа I изображена на рисунке (Рисунок 1.2)




Рисунок 1.2

#### 1.5.4 Этап II

На «Эспиро-БК» устанавливают датчик расхода поверяемого СИ и производится процедура измерения аналогично 1.5.3.

Информация с поверяемого СИ вносится вручную в протокол, который формируется вспомогательным приложением «Эспиро-Т», где она обрабатывается и сравнивается с эталонными значениями ПВД установки. Результат отображается на дисплее компьютера и при необходимости распечатывается принтером.

Функциональная схема Этапа II изображена на рисунке (Рисунок 1.3):




Рисунок 1.3

### 1.5.5 Обработка результатов измерений

Обработка результатов измерений осуществляется с помощью вспомогательного приложения «Эспиро-Т» или вручную по нижеизложенному алгоритму.

Алгоритм вычисления погрешности поверяемого прибора при использовании установки.

Погрешность поверяемого прибора вычисляется по формуле (1):

$$\Delta_{\text{пр}} = \Delta_{\text{сист(пр)}} + \Delta_{\text{случ(пр)}} \quad (1)$$

Где:  $\Delta_{\text{пр}}$  – общая погрешность поверяемого прибора;

$\Delta_{\text{сист(пр)}}$  – систематическая погрешность поверяемого прибора;

$\Delta_{\text{случ(пр)}}$  – случайная погрешность поверяемого прибора.

Систематическая погрешность поверяемого прибора вычисляется по формуле (2)

$$\Delta_{\text{сист(пр)}} = x_{\text{ср}} - x_{\text{эт}} \quad (2)$$

Где:  $x_{\text{ср}}$  – среднее значение  $n$  - измерений каждого ПВД, полученных вручную с поверяемого прибора ( $n=11$ );

$x_{\text{эт}}$  – эталонное значение измерения, зафиксированное «Эспиро-БИ»;

Случайная погрешность поверяемого прибора

В системе «Эспиро-БК»-поверяемый прибор в случайную составляющую погрешности включены случайная составляющая погрешности «Эспиро-БК» и случайная составляющая погрешности поверяемого прибора. Вычислить общую случайную составляющую погрешности по формуле (3).

$$\Delta_{\text{случ}} = \varepsilon_{\text{пр}} = \pm t \cdot S_{x_{\text{ср}}} \quad (3)$$

Где:  $t$  – коэффициент Стьюдента, который выбирается по таблице для вероятности

$P=0,95$  и числа степеней свободы  $f=n-1$ ;

$S_{x_{\text{ср}}}$  – эмпирическое СКО среднего арифметического значения;

$$S_{x_{\text{ср}}} = \frac{S}{\sqrt{n}},$$

$$\text{где } S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{\text{ср}})^2}{(n-1)}}$$

где:  $x_i$  –  $i$ -тое значение измерения на поверяемом приборе;

$x_{\text{ср}}$  – среднее значение количества измерений;

$n$  – количество измерений

суммарная случайная погрешность описывается формулой:

$$\varepsilon_{\text{сум}} = \sqrt{\varepsilon_{\text{ср}}^2 + \varepsilon_{\text{н}}^2}$$

Отсюда найдем случайную составляющую погрешности спирометра

$$\varepsilon_{\text{сп}} = \sqrt{\varepsilon_{\text{сумм}}^2 - \varepsilon_{\text{сл}}^2}$$

Если  $\varepsilon_{\text{БК}} > \varepsilon_{\text{сумм}}$ , то  $\varepsilon_{\text{пр}}$  принимаем равной 0.

Подставляем в формулу (1) систематические и случайные составляющие и находим погрешность поверяемого прибора.

## 1.6 Устройство и работа составных частей установок

### 1.6.1 Описание работы компрессорного блока «Эспиро-БК»

#### Функциональная схема «Эспиро-БК»





Рисунок 1.4

По команде с ПК включается компрессор. Компрессор обеспечивает накачку блока накопительных емкостей до определенного давления. Давление контролируется датчиком DMP 331, (Госреестр № 44736-10). Блок формирования вдохов-выдохов создает заданное с ПК количество циклов спокойных вдохов-выдохов и направляет воздух, создающий эффект дыхания, на поверяемое СИ через выходное устройство. После совершения циклов спокойного дыхания, блок формирования вдохов – выдохов создает форсированный (или плавный) выдох, путем выпуска воздуха из блока накопительных емкостей через выходное устройство. Блок управления представляет собой микропроцессорное устройство и организует связь функциональных узлов «Эспиро-БК» между собой, а также осуществляет связь «Эспиро-БК» с ПК.

В устройстве приняты необходимые меры для обеспечения снижения уровня шума и защиты от перегрева. Компрессор помещен в отдельный корпус, обшитый звукоизолирующим материалом, который обеспечивает тихую работу «Эспиро-БК».

Реализовано принудительное охлаждение «Эспиро-БК» для обеспечения минимальных разбросов температуры воздуха, подающегося в накопитель. «Эспиро-БК» снабжен пористым пластиковым фильтром, обеспечивающим очистку воздуха для бесперебойной работы клапанов.

Сформированная последовательность вдохов-выдохов выражается кривой изображенной на графике.



- 1- Режим подготовки цикла имитации выдоха;
- 2 - Начало цикла имитации дыхания. Спокойный выдох (имитация);
- 3, 5 – Спокойный вдох (имитация);
- 4, 6 – Спокойный выдох (имитация);
- 7 – Глубокий вдох (имитация);
- 8 – форсированный выдох (имитация);
- 9 – спокойный вдох (имитация);
- 10 – закрытие клапанов
- 11 – исходное состояние


Рисунок 1.5

#### Примечание:

- 1) Количество циклов спокойного дыхания (вдохов-выдохов) задается из вспомогательного приложения «Эспиро-Т» от 0 до 9 (в зависимости от типа поверяемого прибора, где 0 – отсутствие спокойного дыхания);
- 2) Режим ЖЕЛ и ФЖЕЛ отличаются только объемом выдоха (Таблица 1.1).

#### 1.6.2 Описание работы измерительного блока «Эспиро БИ»

Функциональная схема измерительного блока «ЭСПИРО-БИ» изображена на рисунке:




- PR — Преобразователь расхода;
- ДДД — Дифференциальный датчик давления;
- АЦП — Аналогово-цифровой преобразователь;
- МП — микропроцессор;
- И — Интерфейс (USB).

Рисунок 1.6

«Эспиро-БИ» предназначен для измерения расхода воздуха. Преобразователь расхода (ПР) – трубка Флейша – преобразует расход воздуха в разность давлений. Датчик давлений дифференциальный (DUXL05D) преобразует разность давлений в электрический аналоговый сигнал (напряжение). Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует напряжение в 16-ти разрядный цифровой код. Микропроцессор сохраняет принятый с АЦП цифровой код и по интерфейсу (И) передает их в ПЭВМ.

Описание работы Трубки Флейша.



Где:  $P_1$  – давление до пневмосопротивления, кПа;

$P_2$  – давление после пневмосопротивления, кПа;

$\Delta P$  – разность давлений, кПа;

$Q$  – расход,  $\text{дм}^3/\text{л}$  (л/с);

$K$  – коэффициент пропорциональности, полученный в результате калибровки.

## 1.7 Маркировка и пломбирование

На передней крышке «Эспиро-БК» и на передней панели «Эспиро-БИ»:

- условное обозначение установки;

На задней крышке «Эспиро-БК» и на задней панели «Эспиро-БИ»

- наименование предприятия – изготовителя;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия - изготовителя;

- знак утверждения типа


- год изготовления установки.

1.7.1 Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192 и чертежам предприятия-изготовителя.

**Примечание:** Способ нанесения маркировки должен обеспечивать сохранность текста на все время эксплуатации.

### 1.7.2 Пломбирование

Пломбы наносятся на месте стыка корпусных частей блоков



Пломбировки представляют собой наклейки с информацией о лишении гарантийных обязательств, при нарушении пломбировочным пломб.

## 1.8 Упаковка

Установка упаковывается в коробку.

При распаковывании установки проверить комплектность в соответствии с п. 1.3

### 1.8.1 Распаковывание установки проводить следующим образом:

- 1) Открыть упаковочную тару (коробку);
- 2) Вытащить установку из коробки;
- 3) Произвести внешний осмотр измерительной установки «Эспиро»;
- 4) Проверить маркировку и пломбировку установки в соответствии с п. 1.7.
- 5) Повторную упаковку установки производить в обратном порядке аналогично п. 1.8.1 для его перевозки или хранения. Перед упаковкой проверить комплектность в соответствии с п. 1.3.

Габариты груза в транспортной таре не более 560x500x800 мм.

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Подготовка изделия к использованию

#### 2.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия

По защите от поражения электрическим током «Эспиро-БК» выполнен по классу защиты II. При его эксплуатации заземление не требуется.

Категорически запрещается производить устранение неисправностей при подключенном к сети «Эспиро-БК». Для обеспечения безопасности работы с аппаратом он собран в пластиковом корпусе, все металлические детали связаны с механизмом аппарата

пластиковыми пневмоканалами. Исключение составляет только разъем связи с компьютером.

«Эспиро-БИ» соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 и выполняется по классу защиты II.

### 2.1.2 Объем и последовательность внешнего осмотра

1) В выходном устройстве «Эспиро-БК» не должно присутствовать посторонних предметов. Выходное устройство «Эспиро-БК» не должно быть деформировано. Выходное устройство должно быть жестко зафиксировано винтовыми соединениями.

2) Патрубки передачи давления Трубки Флейша должны быть надеты на штуцера. Обратные стороны патрубков должны быть подключены к «Эспиро-БИ» и зафиксированы накидной шайбой. Красный маркер на патрубке должен соответствовать красному маркеру на штуцере (патрубок с красным маркером должен быть соединен со штуцером с красным маркером).

## 2.2 Описание положения органов управления

Тумблер включения «Эспиро-БИ»



Тумблер включения «Эспиро-БК»



2.2.1 Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении.

Возможная причина неисправности	Способы устранения	
Отсутствует связь ПК с «Эспиро-БИ»	- проверить надежность соединения	В противном случае обратиться на предприятие-изготовитель

### 3 Текущий ремонт

Ремонт установки осуществляется СТРОГО специалистами предприятия изготовителя.

Предприятие изготовитель:

ЗАО «РУДНЕВ-ШИЛЯЕВ», Россия, 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21

Тел/факс: (495) 787-6367; 787-6368.

**E-mail:** [adc@rudshel.ru](mailto:adc@rudshel.ru); **http:** \ [www.rudshel.ru](http://www.rudshel.ru)

### 4 Техническое обслуживание

#### 4.1 Техническое освидетельствование.

Установка подлежит проверке. Проверку установки осуществляют в соответствии с документом по проверке. «Инструкция, ГСИ. Установка поверочная «Эспиро». Методика проверки». Межповерочный интервал – 1 год.



## 5 Транспортирование и хранение

Установки поставляются заказчику в разобранном виде. Каждый блок должен быть упакован в отдельную коробку, и храниться в этой упаковке фирмы-изготовителя.

Климатические условия транспортирования установок не должны выходить за пределы предельных условий, указанных в таблице (Таблица 5.1). По механическим воздействиям предельные условия транспортирования должны соответствовать требованиям группы В3 согласно ГОСТ Р 52931.

Таблица 5.1

### Предельные условия транспортирования

Температура окружающего воздуха	От минус 50 до плюс 50 °С
Относительная влажность воздуха	95 % при 30 °С
Атмосферное давление	84 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.)

Установки в упаковке для транспортирования должны храниться в складском помещении с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150 не более 6 мес.

Приборы, извлеченные из транспортной тары, должны храниться на стеллажах в отапливаемых помещениях не более 1 года.

Предельный срок защиты установок без переконсервации 6 месяцев

## 6 Указания по эксплуатации

Указания по установкам, монтажу и применению на месте эксплуатации приведены в настоящем руководстве по эксплуатации

К работе с установками допускается обслуживающий персонал, ознакомленный с эксплуатационной документацией на установки.

## 7 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых установок всем требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения – 30 мес. с момента изготовления с приемкой ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес. в пределах гарантийного срока хранения начиная с момента покупки усилителя представителем заказчика.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения;
- по истечении гарантийного срока хранения независимо от истечения гарантийной наработки или гарантийного срока эксплуатации;
- при нарушении гарантийных пломб.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламаций до окончания ремонта установок силами предприятия-изготовителя. В период гарантийной наработки установок при выходе его из строя предприятие-изготовитель установок осуществляет бесплатный ремонт. При этом потребитель рекламации не выставляет и штрафные санкции к предприятию-изготовителю не применяет

## 8 Утилизация

Установки утилизируются совместно с промышленными отходами.

## Гарантийные обязательства

### Гарантийный талон на измерительную систему «Эспиро»

**Зав.№** \_\_\_\_\_

ЗАО «Руднев-Шиляев» гарантирует безотказную работу установки «Эспиро» в течение 18 месяцев со дня продажи потребителю при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных руководством по эксплуатации установки «Эспиро». В период гарантийного срока предприятие-изготовитель осуществляет бесплатный ремонт установки в случае обнаружения неисправности по вине предприятия-изготовителя.

*тел. (495) 787-63-67; факс (495) 787-63-68*

Дата продажи < > \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись представителя фирмы \_\_\_\_\_

МП

---

линия отреза (эта часть остается у изготовителя)

### Гарантийный талон на «Эспиро»

**Зав.№** \_\_\_\_\_

ЗАО «Руднев-Шиляев» гарантирует безотказную работу установки «Эспиро» в течение 18 месяцев со дня продажи потребителю при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных руководством по эксплуатации установки «Эспиро». В период гарантийного срока предприятие-изготовитель осуществляет бесплатный ремонт установки в случае обнаружения неисправности по вине предприятия-изготовителя.

Предприятие-потребитель, наименование и адрес:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Место и характер дефекта, содержание ремонта:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата ремонта: \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись лица производившего ремонт:

Подпись владельца установки «Эспиро», подтверждающего ремонт:

# Приложение А

## Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы следующие нормативные документы:

- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
- ГОСТ Р 50267.0-92. Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов
- ГОСТ Р 52931-2008. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

## Приложение Б

(рекомендуемое)

### **Порядок установки вспомогательного приложения «Эспиро-Т».**

Включить, управляющий ПК.

Чтобы выполнить установку приложения, запустите файл setup.exe;

Откроется окно установщика. После инициализации, которая может занять некоторое время, появится диалоговое окно. (В этом окне производится настройка пути установки приложения).

После выбора пути, нужно нажать кнопку “Next” для продолжения. Появится окно, в котором перечислены компоненты для установки. Для начала процесса установки нужно нажать на кнопку “Next”. Запустится процесс установки.

После того, как все необходимые действия будут сделаны, появится финальное окно. Для завершения установки нужно нажать кнопку «Finish».

### **Порядок заполнения формы протокола и расположение органов управления и настройки приложения.**

Проверка спирометров методом замещения состоит из двух этапов. На первом этапе «Эспиро-БИ» подключается к «Эспиро-БК» и снимаются параметры эталонного выдоха, которые служат основой для оценки пригодности поверяемого прибора. На втором этапе к «Эспиро-БК» подключается поверяемый прибор, на котором проводится серия измерений параметров внешнего дыхания, эмитируемых «Эспиро-БК». Статистическая обработка результатов измерений первого и второго этапов заносится в протокол поверки. По данным результатов обработки и в соответствии с допусками на измеряемые параметры данного прибора, поверитель должен принять решение о пригодности или непригодности прибора.

В процессе проведения первого и второго этапов измерений формируется протокол поверки, который по окончании измерений нужно записать в архив и можно распечатать на принтере.

Архив представляет собой базу данных, которая формируется динамически по мере накопления протоколов о поверяемых приборах клиентов и самих клиентах.

Вспомогательное приложение «Эспиро-Т» дает возможность работать с архивом поверок, т.е. вызвать нужный протокол, просмотреть его, если он не заполнен отредактировать и записать его в новой редакции под старым порядковым номером. Нумерация протоколов сквозная, в течение одного года. Смена года вызовет новую сквозную нумерацию текущих поверок, начиная с номера №1 и их сохранение в базе данных.

Для работы с вспомогательным приложением «Эспиро-Т» необходимо загрузить и активировать иконку «Эспиро-Т», расположенную на рабочем столе компьютера (рисунок Б.1).




Рисунок Б.1

При загрузке «Эспиро-Т» на экране монитора компьютера появится изображение панели управления (Рисунок Б.2), где расположены *управляющие элементы*: кнопки управления, индикаторы, поля ввода данных, а также *информационные таблицы* для ввода и хранения данных о поверяемых приборах, заявителях (пользователях) поверяемых приборов, исполнители – организации осуществляющей поверку прибора и результатах поверки. Управляющая панель, содержит и форму протокола поверки, которую поверитель должен заполнить по мере подготовки и проведения поверки.

*Кнопки управления* - кнопки, активация которых приводит к выполнению определенных операций. Так, кнопка «X», обеспечивает выход из приложения. (Здесь и далее «нажать» – «активировать» элемент управления означает выполнить следующие операции - подвести курсор «мыши» в поле элемента и щелкнуть левой клавишей «мыши»).

*Индикатор* - элемент управления, характеризующий определенное состояние установки поверочной.

*Поле ввода данных* - поле, в которое пользователь вносит числовую или текстовую информацию с клавиатуры, например наименование поверяемого прибора [19], (Рисунок Б.2).

Следует отметить, что текстовые поля темного фона (Рисунок Б.2) не являются активными, т.е. не могут быть заполнены пользователем, они заполняются программно, по мере проведения поверки или вызова протокола из архива.




Рисунок Б.2. Панель управления «Эспиро-Т»

- [1] – кнопка записи протокола поверки в архив;
- [2] – выход в программу «Эспиро»;
- [3]– кнопка выбора режима работы: «Измерение»; «Архив»;
- [4] – кнопка «Старт»- запуск измерений, вход «В Архив»;
- [5] – переключатель режима работы «эспиро-БК» - «ЖЕЛ»/»ФЖЕЛ»;
- [6] - поля ввода температуры и атмосферного давления;
- [7] – поля ввода результатов внешнего осмотра и опробования;
- [8] - включение/отключение подсказки;
- [9] – текст подсказки для элементов управления при включенной кнопки (8);
- [10] – кнопка констатации результата поверки «пригоден»/«непригоден»;
- [11]– текстовое поле – ФИО поверитель;
- [12] - активная таблица результатов расчета погрешностей поверяемого прибора;
- [13] - таблица данных измерений «эспиро-БК» и поверяемого прибора;
- [14] – поля ввода заводского номера и года выпуска поверяемого прибора;
- [15] – исполнитель – данные об организации, выполняющей поверку;
- [16] – дата и время проведения поверки;
- [17] – номер протокола поверки;
- [18] – заявитель – данные о владельце поверяемого прибора;

- [19] – наименование поверяемого прибора;
- [20] – тип поверяемого прибора;
- [21] – кнопка вывода протокола на печать.

При запуске «Эспиро-Т» на экране монитора появится изображение панели управления с бланком протокола поверки, текстовые поля которого должны быть заполнены поверителем.

Для заполнения поля «Заявитель», (Рисунок Б.3), необходимо щелкнуть левой клавишей «мыши» в текстовое поле - это вызовет появление всплывающей таблицы (колонки таблицы при заполнении первого протокола будут пустыми). Если таблица заполнялась ранее и среди *Заказчиков* есть имя *Заявителя*, то для выбора *Заявителя* в строке появившейся таблицы нужно щелкнуть левой клавишей «мыши» по ячейке таблицы с искомым именем *Заявителя*.

В том случае, если среди *Заказчиков* нет имени *Заявителя*, то необходимо в незаполненную строку ввести имя *Заказчика*, его адрес и телефон. После этих действий в строке протокола *Заявитель* появится имя.

Для выхода из режима заполнения строки протокола «Заявитель» необходимо щелкнуть левой клавиши «мыши» в текстовом поле этой строки. Всплывающая таблица будет закрыта, а информация строки таблицы *Заказчиков* будет сохранена в архиве для последующего использования при составлении протоколов поверки.




Рисунок Б.3. Заполнение строки «Заявитель».

Аналогичным образом при щелчке левой клавиши «мыши» в текстовых полях «Исполнитель» и «Тип» поверяемого прибора, появятся соответствующие всплывающие таблицы, в которых необходимо либо выбрать, либо внести и выбрать нужную информацию, (Рисунок Б.4).



В таблицах «Заказчик», «Тип» и «Исполнитель» можно по необходимости добавлять или удалять строки. Для этого соответствующая таблица должна быть открыта. Нажатие на клавиатуре сочетания клавиш “Ctrl + Insert” добавит строку, а сочетания клавиш “Ctrl + Delete” удалит активную строку таблицы. Кроме того введены дополнительные всплывающие клавиши “Ins” и “Del” обеспечивающие аналогичные действия при работе левой клавиши «мыши».

Все указанные таблицы имеют встроенные функции «Сортировка» (Sort...), «Поиск» (Find...) и «Переход» (Goto...). Для вызова функции достаточно в поле таблиц щелкнуть правой клавишей «мыши», выбрать левой клавишей «мыши» требуемую функцию. Всплывет следующее окно с предложением выполнить указанные там действия, рисунок Б.5.

Информация в поля (строки) протокола поверки «Наименование», «Зав. №», «Температура», «Давление», а так же ячейки таблицы, имеющие светлый фон заносятся непосредственно с клавиатуры.




Рисунок Б.4 Заполнение полей «Исполнитель» и «Тип» поверяемого прибора.




Рисунок Б.5. Вызов встроенных функций таблицы «Тип».

Поверка начинается с запуска «Эспиро-Т», для чего необходимо активировать левой клавишей «мыши» иконку на рабочем столе компьютера (Рисунок Б.2). На экране монитора появиться изображение панели управления «Эспиро-Т» (Рисунок Б.6).




Рисунок Б.6 Панель управления установки поверочной «Эспиро».

Прежде чем приступить к измерениям необходимо заполнить текстовые поля панели управления, имеющие светлый фон. Это поля: «Заявитель»; «Исполнитель»; «Наименование»; «Заводской номер»; «Год выпуска»; «Тип»; «Температура»; «Давление»; «Поверитель».

Затем к «Эспиро-БК» подключить «Эспиро-БИ» и нажать кнопку «Эталонные ПВД» на панели управления «Эспиро-Т» [2], (Рисунок Б.2.). Откроется окно программы «Эспиро».




Рисунок Б.7. Панель управления программой «Эспиро»

По окончании измерений необходимо активировать клавишу «Закреть» (Рисунок Б.7), что приведет к возврату в основную панель управления, при этом в строке «Эталонные ПВД» таблицы 1 панели управления, появятся данные измерений (Рисунок Б.8).

ЭСПИРО-Т

Протокол поверки \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

Заявитель \_\_\_\_\_ Исполнитель "РосТест" \_\_\_\_\_

НТД: РДФК.941324.001РЭ

Наименование \_\_\_\_\_ Зав. № 1273 Год выпуска 1901

Тип ЭТОН-01 \_\_\_\_\_

Наименование эталона: Установка поверочная "Эспиро" №: \_\_\_\_\_

Условия проведения поверки:

Температура, °С 17

Давление, кПа 100

Внешний осмотр:  не соответствует

Опробование:  не соответствует

№	ЖЕЛ, л	ФЖЕЛ, л	ОФВ1, л	ПОС, л/с	МОС-25, л/с	МОС-50, л/с	МОС-75, л/с	СОС 25-75, л/с
ЭПВД	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Систем. погрешность, % \_\_\_\_\_

Случайная погрешность, % \_\_\_\_\_

Основная погрешность, % \_\_\_\_\_

Проверен в соответствии с РДФК.941324.001РЭ и по результатам поверки признается  непригодным к применению Поверитель \_\_\_\_\_

Помощь !

Рисунок Б.8. Заполнение таблицы 1 протокола поверки.

Далее подсоединить «Эспиро-БК» поверяемый прибор. Затем провести *не менее 5 (пяти)* измерений параметров дыхания в режимах «ЖЕЛ» и «ФЖЕЛ», а результаты каждого измерения поверяемым прибором, занести в соответствующие ячейки таблицы 1. Для переключения режимов «ЖЕЛ» и «ФЖЕЛ» «Эспиро-БК» следует использовать переключатель [6] (Рисунок Б.2). Запуск «Эспиро-БК», моделирующего внешнее дыхание человека, на этом этапе происходит по клавише «Старт», [4], (Рисунок Б.2). При этом поверяемый прибор должен находиться в готовности для проведения измерений.

Расчет систематической, случайной и основной погрешностей поверяемого прибора по результатам данных таблицы 1 выполняется автоматически после двойного щелчка левой клавиши «мыши» по таблице погрешностей [12], (Рисунок Б.2). По результатам расчета поверитель должен принять решение о пригодности поверяемого прибора в соответствии с РДФК.941324.001РЭ и отметить это принятое решение в протоколе поверки [10], (Рисунок Б.2).

Протокол поверки должен быть занесен в архив поверок для чего достаточно нажать кнопку «Запись» [1], (Рисунок Б.2). Распечатать протокол можно нажав кнопку «Печать» [21], (Рисунок Б.2).

Алгоритм вычисления погрешностей реализован в соответствии с выражениями приведенными ниже.

Обработка результатов измерений осуществляется с помощью вспомогательного приложения «Эспиро-Т» или вручную по нижеизложенному алгоритму.

Алгоритм вычисления погрешности поверяемого прибора при использовании установки.

Погрешность поверяемого прибора вычисляется по формуле (1):

$$\Delta_{\text{пр}} = \Delta_{\text{сист(пр)}} + \Delta_{\text{случ(пр)}} \quad (1)$$

Где:  $\Delta_{\text{пр}}$  – общая погрешность поверяемого прибора;

$\Delta_{\text{сист(пр)}}$  – систематическая погрешность поверяемого прибора;

$\Delta_{\text{случ(пр)}}$  – случайная погрешность поверяемого прибора.

Систематическая погрешность поверяемого прибора вычисляется по формуле (2)

$$\Delta_{\text{сист(пр)}} = x_{\text{ср}} - x_{\text{эт}} \quad (2)$$

Где:  $x_{\text{ср}}$  – среднее значение  $n$  - измерений каждого ПВД, полученных вручную с поверяемого прибора ( $n=11$ );

$x_{\text{эт}}$  – эталонное значение измерения, зафиксированное «Эспиро-БИ»;

Случайная погрешность поверяемого прибора

В системе «Эспиро-БК»-поверяемый прибор в случайную составляющую погрешности включены случайная составляющая погрешности «Эспиро-БК» и случайная составляющая погрешности поверяемого прибора. Вычислить общую случайную составляющую погрешности по формуле (3).

$$\Delta_{\text{случ}} = \epsilon_{\text{пр}} = \pm t \cdot Sx_{\text{ср}} \quad (3)$$

Где:  $t$  – коэффициент Стьюдента, который выбирается по таблице для вероятности  $P=0,95$  и числа степеней свободы  $f=n-1$ ;

$Sx_{\text{ср}}$  – эмпирическое СКО среднего арифметического значения;

$$Sx_{\text{ср}} = \frac{S}{\sqrt{n}},$$

$$\text{где } S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{\text{ср}})^2}{(n-1)}}$$

где:  $x_i$  –  $i$ -тое значение измерения на поверяемом приборе;

$x_{\text{ср}}$  – среднее значение количества измерений;

$n$  – количество измерений

суммарная случайная погрешность описывается формулой:

$$\epsilon_{\text{сумм}} = \sqrt{\epsilon_{\text{случ}}^2 + \epsilon_{\text{сист}}^2}$$

Отсюда найдем случайную составляющую погрешности спирометра

$$\epsilon_{\text{случ}} = \sqrt{\epsilon_{\text{сумм}}^2 - \epsilon_{\text{сист}}^2}$$

Если  $\epsilon_{\text{БК}} > \epsilon_{\text{сумм}}$ , то  $\epsilon_{\text{пр}}$  принимаем равной 0.

Подставляем в формулу (1) систематические и случайные составляющие и находим погрешность поверяемого прибора.

## Работа с архивом

Для работы с архивом необходимо переключить элемент управления [3], (Рисунок Б.2), в положение архив и нажать клавишу «В архив» [4], (рисунок Б.2). Появится всплывающая панель с деревом архива.




Рисунок Б.9. Дерево архива

Если щелкнуть правой клавишей «мыши» в поле дерева архива, то появится перечень встроенных функций обеспечивающих сортировку, поиск, развертывание и свертывание дерева архива.

Для вызова любой из указанных функций достаточно в поле дерева архива щелкнуть правой клавишей «мыши» и выбрать левой клавишей «мыши» требуемую функцию. Всплывет следующее окно, например сортировка, с предложением выполнить указанные там действия.




Рисунок Б.10. Вызов протокола из архива.

Для просмотра и редактирования протокола достаточно щелкнуть левой клавишей «мыши» по номеру требуемого протокола в первой колонке дерева архива - появится всплывающая панель с вопросом о необходимости открыть именно этот протокол (Рисунок Б.10). При выборе «Нет» можно сменить требуемый протокол. Выбор «Да» откроет нужный протокол, который можно отредактировать, распечатать и записать в архив под старым номером.

# Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

*Российская Федерация, 127055, г. Москва  
ул. Суцневская, д. 21  
тел/факс (495) 787-6367; 787-6368  
E-mail: [adc@rudshel.ru](mailto:adc@rudshel.ru); <http://www.rudshel.ru>*